

Inhaltsverzeichnis für Batterien und Akkumulatoren (Seite 1)

	Hersteller	Seite
1	Duracell Batterien	
	→ Duracell / Procell Alkaline Batterien	8. 3
	→ Daimon Alkaline Batterien	8. 3
	→ Duracell Electronics Batterien	8. 4
	→ Duracell Photo-Batterien	8. 5
	→ Duracell Security-Batterien	8. 5
	→ Duracell Hörgeräte-Batterien	8. 6
	→ Duracell Uhren Batterien	8. 6
	→ Duracell Akkus (NiMH)	8. 7
	→ Duracell Ladegeräte	8. 7
	→ Duracell Taschenlampen	8. 8
2	Akkumulatoren zu ...	
	→ Abbott	8. 9
	→ Aesculap	8. 9
	→ Air-Shields	8. 9
	→ Alaris Medical Systems	8. 9
	→ Ameda	8. 9
	→ Baxter	8. 9
	→ BCI	8. 9
	→ Bosch	8.10
	→ Braun	8.10
	→ Bruker	8.10
	→ Cardionova	8.10
	→ Corometrics	8.10
	→ Corpuls	8.11
	→ Criticare	8.11
	→ Critikon / GE	8.11
	→ Cust.med	8.11
	→ Datascope	8.11
	→ Datex-Ohmeda / GE	8.12
	→ DEGO	8.12
	→ Dimeq	8.12
	→ Dräger (Siemens)	8.12 – 8.13
	→ Eckli	8.13
	→ Fresenius (MCM)	8.13 – 8.14
	→ GE (Hellige / Marquette)	8.14 – 8.15
	→ Graseby (Smith Medical)	8.15
	→ Hamilton	8.16
	→ Hanseatische Intermed	8.16
	→ Heine	8.16



Inhaltsverzeichnis für Batterien und Akkumulatoren (Seite 2)

	Hersteller	Seite
2	Akkumulatoren zu ...	
	→ Honeywell	8.16
	→ IVAC	8.16 – 8.17
	→ Jaeger	8.17
	→ Kranzbühler	8.17
	→ Laerdal	8.17
	→ MCM / MC Medizintechnik	8.17
	→ Medset	8.17
	→ Mela	8.17
	→ Metrax	8.18
	→ MGVG / Döring	8.18
	→ Minolta	8.18
	→ Nellcor	8.18 – 8.19
	→ Nihon Kohden	8.19
	→ Nonin	8.19
	→ Pfrimmer / Nutricia	8.20
	→ Philips (Hewlett Packard / Laerdal)	8.20 – 8.21
	→ Physio Control	8.21 – 8.22
	→ Protocol	8.22
	→ Radiometer	8.22
	→ Reflolux	8.22
	→ Rozinn	8.22
	→ Sanol	8.22
	→ Schiller (Bruker)	8.22 – 8.23
	→ Schiwa / MGVG	8.23
	→ SECA	8.24
	→ Sherwood	8.24
	→ Siemens	8.24
	→ Simonsen & Weel	8.24
	→ Spacelabs	8.24
	→ Stierlen / Marquet	8.24
	→ Tri Med	8.24
	→ Welch Allyn	8.25
	→ Zoll	8.26

Stand: Juli 2019

(Neuester Stand ist verbindlich)

Technische und optische Änderungen vorbehalten



Produktkatalog

Alkaline-Batterien

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
MN 2400	Duracell / Procell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Micro, AAA , Typ MN 2400 , IEC LR 03 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 2400-D	Daimon, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Micro, AAA , Typ MN 2400 , IEC LR 03 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1500	Duracell / Procell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Mignon, AA , Typ MN 1500 , IEC LR 6 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1500-D	Daimon, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Mignon, AA , Typ MN 1500 , IEC LR 6 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1400	Duracell / Procell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Baby, C , Typ MN 1400 , IEC LR 14 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1400-D	Daimon, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Baby, C , Typ MN 1400 , IEC LR 14 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1300	Duracell / Procell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Mono, D , Typ MN 1300 , IEC LR 20 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1300-D	Daimon, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Mono, D , Typ MN 1300 , IEC LR 20 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1604	Duracell / Procell, Alkaline Batterie, 9 Volt, Block, Typ MN 1604 , IEC 6 LR 61 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1604-D	Daimon, Alkaline Batterie, 9 Volt, Block, Typ MN 1604 , IEC 6 LR 61 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 1203	Duracell / Procell, Alkaline Batterie, 4,5 Volt, Block-Pack , Typ MN 1203 , IEC 3 LR 12 , VPE: 10 Stück / Pack	

Die Entsorgungskosten der Altbatterien sind bereits in unseren Preisen enthalten. (siehe Preisliste!)



Produktkatalog

Duracell
Electronics-Batterien

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
LR 43	Duracell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Typ LR 43 , IEC LR 43 , VPE: 2 Stück / Pack	
LR 44	Duracell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Typ LR 44 , IEC LR 44 , VPE: 2 Stück / Pack	
LR 54	Duracell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Typ LR 54 , IEC LR 54 , VPE: 2 Stück / Pack	
D 357	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 357 / 303 , IEC SR 44 , VPE: 2 Stück / Pack	
DL 1220	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt Typ 1220 , IEC CR 1220 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 1616	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 1616 , IEC CR 1616 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 1620	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 1620 , IEC CR 1620 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 2016	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 2016 , IEC CR 2016 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 2025	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 2025 , IEC CR 2025 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 2032	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 2032 , IEC CR 2032 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 2430	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 2430 , IEC CR 2430 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 2450	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 2450 , IEC CR 2450 , VPE: 1 Stück / Pack	

**Die Entsorgungskosten der Altbatterien sind bereits
in unseren Preisen enthalten. (siehe Preisliste!)**



Produktkatalog

Duracell

Photo-& Security-Batterien

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
CR 123 A	Duracell Ultra M3, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 123 , IEC CR 17345 , VPE: 1 Stück / Pack	
CR 2	Duracell Ultra M3, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ CR 2 , IEC CR 17355 , VPE: 1 Stück / Pack	
CRV 3	Duracell Ultra M3, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ CR-V 3 , VPE: 1 Stück / Pack	
223	Duracell Ultra M3, Lithium Batterie, 6 Volt, Typ 223 , IEC CR-P 2 , VPE: 1 Stück / Pack	
DL 245	Duracell Ultra M3, Lithium Batterie, 6 Volt, Typ 245 , IEC 2 CR 5 , VPE: 1 Stück / Pack	
PX 625	Duracell, Lithium Batterie, 1,5 Volt, Typ 625 A , IEC LR 9 , VPE: 1 Stück / Pack	
PX 1/3	Duracell, Lithium Batterie, 3 Volt, Typ 1/3 N , IEC CR 11108 , VPE: 1 Stück / Pack	
PX 28	Duracell, Lithium Batterie, 6 Volt, Typ 28 L , IEC 2 CR 11108 , VPE: 1 Stück / Pack	
MN 9100	Duracell, Alkaline Batterie, 1,5 Volt, Lady , Typ N (MN 9100) , IEC LR 1 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 21	Duracell, Alkaline Batterie, 12 Volt, Typ MN 21 , VPE: 10 Stück / Pack	
MN 27	Duracell, Alkaline Batterie, 12 Volt, Typ MN 27 , VPE: 10 Stück / Pack	
7K67	Duracell, Alkaline Batterie, 6 Volt, Typ J (7K67) , IEC 4 LR 61 , VPE: 10 Stück / Pack	

Die Entsorgungskosten der Altbatterien sind bereits in unseren Preisen enthalten. (siehe Preisliste!)



Produktkatalog

Duracell

Hörgeräte- & Uhren-Batterien

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
DA 10	Duracell, Zink-Air Batterie, 1,4 Volt, Typ EasyTab 10 , IEC PR 70 , VPE: 6 Stück / Pack	
DA 13	Duracell, Zink-Air Batterie, 1,4 Volt, Typ EasyTab 13 , IEC PR 48 , VPE: 6 Stück / Pack	
DA 312	Duracell, Zink-Air Batterie, 1,4 Volt, Typ EasyTab 312 , IEC PR 41 , VPE: 6 Stück / Pack	
DA 675	Duracell, Zink-Air Batterie, 1,4 Volt, Typ EasyTab 675 , IEC PR 44 , VPE: 6 Stück / Pack	
DA 146	Duracell, Zink-Air Batterie, 8,1 Volt, Typ DA 146 , VPE: 1 Stück / Pack	

D 362/361	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 362 / 361 , IEC SR 58 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 364	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 364 , IEC SR 60 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 371/370	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 370 / 371 , IEC SR 69 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 377	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 377 , IEC SR 66 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 386	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 386 / 301 , IEC SR 43 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 390/389	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 389 / 390 , IEC SR 54 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 391/381	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 391 / 381 , IEC SR 55 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 392/384	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 392 / 384 , IEC SR 41 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 394	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 394 , IEC SR 45 , VPE: 1 Stück / Pack	
D 399/395	Duracell, Silber-Oxid Batterie, 1,5 Volt, Typ 399 / 395 , IEC SR 57 , VPE: 1 Stück / Pack	

Die Entsorgungskosten der Altbatterien sind bereits in unseren Preisen enthalten. (siehe Preisliste!)



Produktkatalog

Duracell

Akkus (NiMH) & Ladegeräte

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
ACCU AAA MICRO	Duracell, NiMH Akku, 1,2 Volt, 1.000 mAh, Micro , Typ AAA / HR 03 , IEC HR 03 , VPE: 2 Stück / Pack	
ACCU AA MIGNON	Duracell, NiMH Akku, 1,2 Volt, 2.650 mAh, Mignon , Typ AA / HR 6 , IEC HR 6 , VPE: 2 Stück / Pack	
ACCU C BABY	Duracell, NiMH Akku, 1,2 Volt, 2.200 mAh, Baby , Typ C / HR 14 , IEC HR 14 , VPE: 2 Stück / Pack	
ACCU D MONO	Duracell, NiMH Akku, 1,2 Volt, 2.200 mAh, Mono , Typ D / HR 20 , IEC HR 20 , VPE: 2 Stück / Pack	
ACCU 9V BLOCK	Duracell, NiMH Akku, 9 Volt, 170 mAh, Block , Typ 9 V / HR 22 , IEC HR 22 , VPE: 1 Stück / Pack	
CEF 11 E	Ladegerät „Multi Charger“, für NiMH Akkus, passend für Micro-, Mignon-, Baby-, Monozellen sowie 9 Volt Block	
CEF 80 KT	Ladegerät „1 Hour Charger“, lädt die Akkus innerhalb 60 Minuten auf, für NiMH Akkus, passend für Micro- und Mignonzellen , inkl. 4 Akkus der Größe AA Mignon	
CEF 90 KT	Ladegerät „30 Min. Charger“, lädt die Akkus innerhalb 30 Minuten auf, für NiMH Akkus, passend für Micro- und Mignonzellen , inkl. 4 Akkus der Größe AA Mignon	

Weitere Ladegeräte auf Anfrage lieferbar!



Produktkatalog

Duracell Taschen-Lampen & Glühlampen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
TS-MULTI	Duracell Taschenlampe „Multi“, 90 m Leuchtreichweite, Größe: 167 x 60 x 60 mm, ohne Batterien (2 x 1,5 Volt Baby Batterien [MN 1400] erforderlich)	
TS-UNIVERSAL	Duracell Taschenlampe „Universal“, 200 m Leuchtreichweite, Größe: 245,5 x 74 x 74 mm, ohne Batterien (4 x 1,5 Volt Mignon Batterien [MN 1500] erforderlich)	
TS-FOCUS GM	Duracell Taschenlampe „Focus Grip Max“, 150 m Leuchtreichweite, Größe: 220 x 60 x 60 mm, inkl. 2 Mono Batterien (MN 1300)	
TS-COMPACT	Duracell Taschenlampe „Compact“, 50 m Leuchtreichweite, Größe: 110,5 x 71 x 71 mm, ohne Batterien (1 x 4,5 Volt Block-Pack Batterie [MN 1203] erforderlich)	
TS-POCKET	Duracell Taschenlampe „Pocket“, 10 m Leuchtreichweite, Größe: 81,5 x 41,5 x 20,5 mm, inkl. 2 Mignon Batterien (MN 1500)	
TS-MINI	Duracell Taschenlampe „Mini“, 200 m Leuchtreichweite, Größe: 109 x 40 x 54,5 mm, ohne Batterien (2 x 1,5 Volt Mignon Batterien [MN 1500] erforderlich)	
P 7987	Duracell Penlight, 10 m Leuchtreichweite, Größe: 140 x 12,5 x 18 mm, inkl. 2 Micro Batterien (MN 2400)	
P 7988	Duracell LED-Leuchte, Größe: 80 x 30 x 9 mm, lieferbar in blau, rot oder silber, inkl. 2 Knopfzellen DL 2025	
TS-EXPLORER	Duracell Taschenlampe „Explorer“, 150 m Leuchtreichweite, Größe: 210,5 x 65 x 66,5 mm, inkl. 2 Mono Batterien (MN 1300)	
TS-PROFESSIONAL	Duracell Taschenlampe „Professional“, 250 m Leuchtreichweite, Größe: 100 x 186,5 x 141,6 mm, inkl. 4 Baby Batterien (MN 1400)	
TS-VOYAGER	Duracell Taschenlampe „Voyager“, 100 m Leuchtreichweite, Größe: 157 x 43 x 44,5 mm, inkl. 2 Mignon Batterien (MN 1500)	
KPR102	Duracell Glühlampe, 0,7 mAh, 15 Stunden mittlere Lebensdauer, passend zur Taschenlampe Explorer, VPE: 2 Stück / Pack	
KPR103	Duracell Glühlampe, 0,75 mAh, 20 Stunden mittlere Lebensdauer, passend zur Taschenlampe Compact, VPE: 2 Stück / Pack	
KPR104	Duracell Glühlampe, 0,47 mAh, 15 Std. mittl. Lebensdauer, passend zur Taschenlampe Multi, Mini, Voyager, VPE: 2 Stück / Pack	



Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Abbott				
GA 1000	Ernährungspumpe Flexiflo	Blei	4,0 Volt / 1,0 Ah 34,9 x 42,5 x 51,7 mm	
GA 1001	Ernährungspumpe Patrol	Blei	6,0 Volt / 4,5 Ah 70 x 48 x 108 mm	
GA 1002	Lifecare 5000 / 4200	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah 133,5 x 36,5 x 66,6 mm	
GA 1003	PCA Micro 4100	Blei	6,0 Volt / 2,5 Ah 105 x 34 x 61 mm	
Aesculap				
GA 1100	Acculan GA 605 / 606, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NC	4,8 Volt / 1,3 Ah 86 x 46 x 23 mm	
GA 1102-U	Acculan GA 626, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NC	9,6 Volt / 1,4 Ah 35 x 34 x 98 mm	
GA 1103	Gipssäge GP 109 / SN 290, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einsch.)	NC	9,6 Volt / 1,4 Ah 35 x 34 x 98 mm	
GA 1104	Gipssäge GP 109 / SN 290, nur Akkueinsatz	NC	9,6 Volt / 1,4 Ah 35 x 34 x 98 mm	
Air-Shields				
GA 1200	Incubator Isolett C 100 / C 200	NiMH	7,2 Volt / 0,16 Ah 48 x 25 x 16 mm	
GA 1201	Jaundice Meter 101, wie Air-Shields-Nr. 365035	NC	4,8 Volt / 0,3 Ah 57 x 15 x 31 mm	
GA 1202	TI 500	Blei	12,0 Volt / 25,0 Ah 176 x 167 x 126 mm	
Alaris Medical Systems (siehe auch IVAC!)				
GA 1300	Infusionsspritzenpumpe TIVA	Blei	6,0 Volt / 3,0 Ah 134 x 34 x 64 mm	
Ameda				
GA 1400	Incubator	Blei	6,5 Volt / 2,5 Ah 105 x 34 x 61 mm	
Baxter				
GA 1425	ASAT Pulsoximeter	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah	
BCI				
GA 1450	3303 Pulsoximeter, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NiMH	9,6 Volt / 1,45 Ah	



Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

Bosch

GA 1500	Spiro 501, nur Akkueinsatz	NC	4,8 Volt / 1,3 Ah 166 x 22 mm	
GA 1501	EKG 503	Blei	12,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 49 x 50 mm	

Braun

GA 1600	Perfusor FT / Perfusor VII (flache Bauform), wie Braun 34502949	NC	7,2 Volt / 1,7 Ah 69 x 86 x 23 mm	
GA 1601	Perfusor FT 91 / Perfusor F (dreieckige Bauform)	NC	7,2 Volt / 1,2 Ah 46 x 46 x 86 mm	
GA 1602	Perfusor fm (MFC)	NC	7,2 Volt / 1,2 Ah 69 x 43 x 46 mm	
GA 1602-B	Perfusor fm (MFC), mit Bodenplatte	NC	7,2 Volt / 1,2 Ah 69 x 43 x 46 mm	
GA 1603	Perfusor compact	NC	3,6 Volt / 0,6 Ah 57 x 22 x 50 mm	
GA 1604	Perfusor segura Akkuport (es werden 10 Stück benötigt)	NC	10 x 1,2 Volt / 1,3 Ah 23 x 43 mm	
GA 1605	Backup-Batterie für Perfusor	Lithium	3,0 Volt / 0,3 Ah 24 x 5 mm	
GA 1606	Backup-Batterie für Perfusor	Lithium	3,0 Volt / 1,0 Ah 14 x 48 mm	
GA 1607	Infusomat segura / Dropmat segura	NC	9,6 Volt / 4,0 Ah 137 x 105 x 72 mm	
GA 1608	Infusomat segura / 400 ml Version	NC	9,6 Volt / 2,5 Ah 65 x 65 x 89 mm	
GA 1609	Infusomat FM / Perfusor FM	NC	7,2 Volt / 2,0 Ah 78 x 52 x 50 mm	
GA 1610	Infusomat FMS, mit Bodenplatte	NC	7,2 Volt / 1,2 Ah 69 x 46 x 43 mm	
GA 1612	Visicom M010/M011/M211, Akku-eins. + Umbau (Originalakku einsch.)	NC	6,0 Volt / 2,8 Ah 78 x 52 x 49 mm	

Bruker (siehe Schiller!)

Cardionova

GA 1800	Spritzenpumpe 2001 / 2010 / 2011	NC	7,2 Volt / 1,6 Ah 138 x 23 x 43 mm	
---------	----------------------------------	----	---------------------------------------	---

Corometrics

GA 1850	Monitor 511	Blei	6,0 Volt / 4,5 Ah 70 x 48 x 108 mm	
GA 1851	Monitor 555	Blei	12,0 mm / 2,2 Ah 177 x 34 x 60 mm	



Produktkatalog medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Corpuls				
GA 1900	Defibrillator 200 / 300	NC	9,6 Volt / 3,0 Ah 104 x 52 x 55 mm	
GA 1901	Defibrillator 08/16, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NC	13,2 Volt / 1,7 Ah	
Criticare				
GA 1950	Pulsoximeter 504 DX	Blei	6,0 Volt / 3,8 Ah 66 x 33 x 118 mm	
GA 1951	Pulsoximeter 504 US	Blei	6,0 Volt / 4,5 Ah	
Critikon / GE				
GA 2000	Oxyshuttle	NC	9,6 Volt / 2,2 Ah 65 x 65 x 75 mm	
GA 2001	Oxyshuttle II / +	NC	7,2 Volt / 4,0 Ah 102 x 68 x 61 mm	
GA 2002	Monitor 8710 / 8712 / 8720	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 2003	Dinamap Compact / S / Plus, 9700, 9710	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 2004	Dinamap 8100 XL / 8102 / 9302 / 9350 XL / 9340 XL	Blei	12,0 Volt / 2,8 Ah 98 x 132 x 33 mm	
GA 2005	Dinamap Pro 100 - 400	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 2006	Dinamap Pro 1000	NiMH	12,0 Volt / 8,0 Ah	
Cust.med				
GA 2100	Blutdruckmessgerät, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NC	4,8 Volt / 0,6 Ah 56 x 33 x 17 mm	
GA 2101	Blutdruckmessgerät, Akkueinsatz	NC		
GA 2103	Cust. screen 100 / 200 (es werden 3 Stück benötigt)	NiMH	1,2 Volt / 1,7 Ah 14 x 50 mm	
Datascope				
GA 2200	Accutorr Plus, Passp. 2/EL/25L/LT /XG/XL, wie Datasc. 0146-00-0043	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 2201	Originalakku für Accutorr Plus / Trio, Datascope 0146-00-0069	Li Ion	10,8 Volt / 3,6 Ah	

Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Datex-Ohmeda / GE				
GA 2300	Monitor AS/3 compact, CS/3	NC	24,0 Volt / 1,7 Ah 200 x 83 x 16,5 mm	
GA 2301	Monitor S/5	NiMH	2 x 12,0 Volt / 4,0 Ah 135 x 85 x 18 mm	
GA 2302	Cardiocap 5	Blei	12,0 Volt / 2,6 Ah	
GA 2303	Light Monitor 896895, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NC	13,2 Volt / 2,0 Ah	
GA 2304	Light Monitor 896895, Akkueinsatz	NC		
GA 2305	Light Monitor 893365	NC	13,2 Volt / 0,8 Ah	
GA 4700	Pulsoximeter Biox 3700 E	NC	8,0 Volt / 2,5 Ah 136 x 61 x 34 cm	
GA 4701	Pulsoximeter 370 / 3740	NC	12,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 34 x 60 mm	
GA 4702	Pulsoximeter 3800 / 3900	NC	8,0 Volt / 3,2 Ah 134 x 37 x 67 mm	
GA 4703	Biox 3770 / 3775, nur Akkueinsatz, wie Ohmeda-Nr. 6050-0002-624	Blei	9,6 Volt / 1,4 Ah 135 x 50 x 174 mm	
DEGO				
GA 2400	EKG Cardiomed 3, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NC	9,6 Volt / 2,0 Ah 172 x 46 x 23 mm	
GA 2401	EKG Cardiomed 3, nur Akkueinsatz	NC		
Dimeq				
GA 2500	Defibrillator 503	NC	18,0 Volt / 0,6 Ah 112 x 28 x 49 mm	
Dräger (Siemens)				
GA 2601-A	Defi Cardiolog 2000	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 115 x 84 x 23 mm	
GA 2602	Oxipak - Handpulsoximeter 2000, wie Dräger-Nr. 21 28 705	Blei	6,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 24 x 50 mm	
GA 2603	Oxipak - Handpulsoximeter 2500	NiMH	9,6 Volt / 1,2Ah 55 x 28 x 48 mm	
GA 2604	Oxillog 2000, wie Dräger-Nr. 84 11 599	NC	7,2 Volt / 1,0 Ah 48 x 28 x 49 mm	
GA 2605	Dialog 2000, Umbau (Originalakku einsch.), wie Dräger-Nr. 57 20 120	NC	7,2 Volt / 3,0 Ah 149 x 51 x 21 mm	
GA 2606	EV 800 Ventilator / Oxipac 800 / 801	Blei	12,0 Volt / 2,9 Ah	
GA 2607	Beatmungsgerät Evita 4 (extern)	Blei	12,0 Volt / 17 Ah	
GA 2608	Beatmungsgerät Evita 4 (intern)	Blei	12,0 Volt / 3,5 Ah	



Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

Dräger (Siemens)

GA 5800	Defibrillator Sirecard P / Theracard PM / TM	NC	12,0 Volt / 4,0 Ah 165 x 66 x 61 mm	
GA 5801	Monitor Sirecust 311	Blei	8,0 Volt / 3,5 Ah 178 x 34 x 64 mm	
GA 5803	Monitor Sirecust 610 - 630	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah 133,5 x 37 x 67 mm	
GA 5804	EKG-Schreiber Sicard 440 / 460 (es werden 3 Stück benötigt)	Blei	6,0 Volt / 1,0 Ah 51 x 43 x 54 mm	
GA 5811	Cardiostat 31 / 31 S	Blei	12,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 34 x 60 mm	
GA 5810	Ventilator 710	Blei	12,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 34 x 60 mm	
GA 5813	Ventilator 740 (es werden 3 Stück benötigt)	Blei	6,0 Volt / 6,5 Ah 117 x 51 x 94 mm	
GA 5814	Beatmungsgerät Ventilator Servo 300	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 60 x 34 x 177 mm	
GA 5815	EKG-Schreiber Sicard	Blei	6,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 24 x 50 mm	
GA 5805	SC5000 / SC6000 / SC6000XL / SC6002XL / SC6802XL / SC7000 / SC7000XL / SC9000XL	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 140 x 23 x 60 mm	
GA 5817	SC6002XL / SC6802XL, Infinity Gamma / Gamma XL	Li Ion	14,4 Volt / 4,4 Ah 145 x 65 x 20 mm	
GA 5806	SC7000 / SC9000	NC	2 x 6,0 Volt / 1,4 Ah 83 x 17 x 50 mm	
GA 5808	SC7000XL / SC9000XL extern, Infinity Delta, Delta XL	Blei	12,0 Volt / 2,3 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 5809	SC7000XL / SC9000XL intern, wie Dräger-Nr. 55 95 788	Blei	12,0 Volt / 3,4 Ah 134 x 67 x 60 mm	
GA 5816	SC8000	Blei	12,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 34 x 60 mm	
GA 5807	SC9000	NC	12,0 Volt / 4,5 Ah 122 x 33 x 165 mm	

Eckli


GA 2700	Infusionspumpe BL 3000	NC	10,8 Volt / 1,6 Ah 69 x 69 x 43 mm	
---------	------------------------	----	---------------------------------------	---

Fresenius (MCM)

GA 2800	Injektomat S - mit Originalstecker	NC	6,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 14 x 49 mm	
GA 2801	Injektomat S - mit Printlötfläche	NC	5 x 1,2 Volt / 0,6 Ah 14 x 49 mm	
GA 2802	Injektomat C / CP / 2000 / Orchestra Module DPS / MVP	Blei	6,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 24 x 50 mm	

Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Fresenius (MCM)				
GA 2803	Injektomat C / CP – mit Printlötfläche	NC	5 x 1,2 Volt / 1,3 Ah 23 x 43 mm	
GA 2804	Injektomat C / CP – mit Printlötfläche	NC	5 x 1,2 Volt / 1,8 Ah 23 x 43 mm	
GA 2805	Infusionspumpe Volumed VP 2000 / 5000	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 115 x 46 x 43 mm	
GA 2806	Infusionspumpe Volumed VP 5000	NC	9,6 Volt / 1,8 Ah 92 x 46 x 43 mm	
GA 2807	P-200	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	
GA 2808	Dialysesystem 4008	Blei	18,0 Volt / 3,4 Ah 134 x 105 x 60 mm	
GA 2809	Inca	Blei	12,0 Volt / 3,4 Ah 134 x 67 x 60 mm	
GA 2810	Spritzenpumpe Pilot A 2 / C / CE 2	Blei	6,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 25 x 54 mm	
GA 2811	MCM Programm I / Modul DPS	Blei	6,0 Volt / 1,2 Ah 97 x 25 x 54 mm	
GA 2812	MCM Programm II	Blei	6,0 Volt / 3,5 Ah 134 x 35 x 64 mm	
GA 2813	MCM 400 / 400 D / Argus 400	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	
GA 2815	MCM 404 / 504	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 115 x 46 x 43 mm	
GA 2814	MCM 500 / 500 D	NC	6,0 Volt / 1,8 Ah 111 x 43 x 23 mm	
GE (Hellige / Marquette)				
GA 3407	CardioSmart	NC	18,0 Volt / 1,7 Ah 215 x 23 x 69 mm	
GA 3416	Cardiotest EK 51	NC	10,8 Volt / 0,8 Ah 66 x 126 x 22 mm	
GA 3406	Cardiotest EK 53 / 56	NC	21,6 Volt / 1,7 Ah 252 x 23 x 69 mm	
GA 3404	Defiport SCP 840 / 912	NC	18,0 Volt / 0,6 Ah 112 x 28 x 49 mm	
GA 3412	Defiport/Defiscope M, wie GE-Nr. 701 082 12	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 115 x 46 x 42 mm	
GA 3411	Defiscope, nur Akkueinsatz	NC	12,0 Volt / 3,0 Ah 130 x 52 x 50 mm	
GA 3405	Epicardia System PM 200 / 210 / 220 / 221 / 240, nur Akkueinsatz	NC	8,4 Volt / 1,2 Ah 84 x 60 x 17 mm	
GA 3409	SCB 2, Scope-Teil	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 115 x 86 x 23 mm	



Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

GE (Hellige / Marquette)

GA 3410	SCB 2, Defi-Teil	NC	14,4 Volt / 1,3 Ah 69 x 86 x 46 mm	
GA 3413	Originalakku für Defi SCP 844	NC	12,0 Volt / 1,2 Ah 105 x 40 x 120 mm	
GA 3401	Defibrillator SCP 851 / 852	NC	12,0 Volt / 2,0 Ah 100 x 26 x 130 mm	
GA 3402	Defibrillator SCP 910 / 913 / 915 / 922 / Cardioserv Serie	NC	12,0 Volt / 1,2 Ah 115 x 90 x 25 mm	
GA 3414	SMK 153 / 210 / 211 / 230 / 231	NC	2 x 14,4 Volt / 1,3 Ah 276 x 43 x 23 mm	
GA 3403	Transportmonitor SMP 300 / 320	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 3400	Servomed SMS 181 / 182	NC	12,0 Volt / 2,0 Ah 100 x 26 x 130 mm	
GA 3408	Tonoport II + III + IV, nur Akkueinsatz mit Stecker	NC	4,8 Volt / 0,6 Ah 48 x 28 x 28 mm	
GA 3506	Dash Monitor 2000	NC	12,0 Volt / 3,0 Ah 130 x 52 x 50 mm	
GA 3505	Dash Monitor 3000 / 4000	Li Ion	11,1 Volt / 4,2 Ah 215 x 51 x 17 mm	
GA 3500	Eagle Monitor 1000 / 1006 / 1008 / 1009	NC	12,0 Volt / 2,0 Ah 130 x 52 x 50 mm	
GA 3508	Eagle Monitor 4000	NC	12,0 Volt / 2,5 Ah 255 x 50 x 26 mm	
GA 3502	MAC PC 6, 12 EKG Recorder	NC	19,2 Volt / 1,7 Ah 160 x 90 x 23 mm	
GA 3503	MAC PC 8	NC	19,2 Volt / 4,5 Ah 245 x 66 x 66 mm	
GA 3504	MAC PC 1200	NC	18,0 Volt / 1,7 Ah 215 x 23 x 69 mm	
GA 3501	OP-Säule	Blei	12,0 Volt / 8,0 Ah 84 x 300 mm	
GA 3507	Responder 1000 / 1100	NC	18,0 Volt / 0,6 Ah 115 x 30 x 50 mm	
GA 3509	Originalakku für Responder 3000	NC	12,0 Volt / 2,0 Ah	
GA 3510	Solar 9500	NC	13,2 Volt / 0,8 Ah	

Graseby (Smith Medical)

GA 2900	Spritzenpumpe 2000 / 3000er Serie	Blei	2,0 Volt / 2,5 Ah 34,3 x 61,2 mm	
---------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	---

Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Hamilton				
GA 3000	Beatmungsgerät Raphael, wie Hamilton-Nr. 39 90 86	Blei	12,0 Volt / 2,3 Ah 178 x 34 x 64 mm	
Hanseatische Intermed				
GA 3100	Defibrillator Vitacard A	Blei	24,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 68 x 60 mm	
GA 3101	Oxiplett	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 178 x 34 x 64 mm	
Heine				
GA 3200	Originalakku S2Z, Heine X-01.99.333	NiMH	2,5 Volt / 0,75 Ah 26 x 51 mm	
GA 3200-A	S2Z, wie Heine-Nr. X-01.99.333	NC	2,5 Volt / 0,7 Ah 26 x 51 mm	
GA 3201	Originalakku S3Z, Heine X-02.99.314	NiMH	3,5 Volt / 0,75 Ah 25 x 76 mm	
GA 3201-A	S3Z, wie Heine-Nr. X-03.99.314	NC	3,5 Volt / 0,7 Ah 25 x 76 mm	
GA 3204	Originalakku S5Z, Umbau (Original- akku einschicken), Heine X-04.99.623	NC	6,0 Volt / 1,2 Ah 67 x 58 x 16 mm	
GA 3205	Originalakku NicaTron, Heine-Nr. X-01.99.433	NiMH	2,5 Volt / 0,75 Ah 25 x 106 mm	
GA 3206	Originalakku, Heine-Nr. X-02.99.382 (X-02.99.380)	NiMH	3,5 Volt / 0,75 Ah 26 x 82 mm	
GA 3207	Originalakku M2Z, Heine-Nr. D-01-89013	NC	2,5 Volt / 0,75 Ah 14 x 104 mm	
GA 3208	Originalakku M3Z, Heine-Nr. X-02.991.06	NiMH	3,6 Volt	
GA 3209	Originalakku, Heine-Nr. X-07.99.381	Li Ion	3,6 Volt	
Honeywell				
GA 3700	Defibrillator ED 420 / BD 500	NC	12,0 Volt / 3,0 Ah 132 x 55 x 52 mm	
GA 3701	Invivo 4500	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah 77 x 90 x 69 mm	
IVAC (siehe auch Alaris!)				
GA 3800	Infusionspumpe 560 / 561 / 565 / 566, wie IVAC-Nr. 0810-0008	Blei	12,0 Volt / 2,5 Ah 102 x 68 x 61 mm	
GA 3801	Infusionspumpe 581 / 591 / 598, wie IVAC-Nr. 129 471	Blei	6,0 Volt / 3,4 Ah 134 x 34 x 60 mm	
GA 3802	Infusionsregler 231 / 281 CG, wie IVAC-Nr. 123 233	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	
GA 3803	Infusionspumpe 531 / 231	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	



Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

IVAC (siehe auch Alaris!)

GA 3804	Infusionssystem 7101 / 7130 / 7131 / 7230 / 7231, wie IVAC-Nr. 140 421	NC	12,0 Volt / 1,8 Ah 92 x 69 x 43 mm	
GA 3805	Spritzenpumpe 707 / 711, wie IVAC-Nr. 0810-0104	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah 136 x 61 x 34 mm	
GA 3806	Spritzenpumpe 741	Blei	6,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 24 x 50 mm	
GA 3807	Spritzenpumpe 770	Blei	6,0 Volt / 2,5 Ah 102 x 61 x 34 mm	
GA 3808	Spritzenpumpe 770, Backup-Akku	NC	4,8 Volt / 0,05 Ah 21 x 21 x 16 mm	
GA 3809	Spritzenpumpe P 1000 - 7000	Blei	6,0 Volt / 3,0 Ah 134 x 34 x 64 mm	
GA 3810	Thermometer 811 / 821 / 2000	NC	4,8 Volt / 0,6 Ah 56 x 49 x 14 mm	
GA 3811	Infusionspumpe Asena 1000 GH/GS, Akkueinsatz (ohne Platine / Stecker)	NiMH	7,2 Volt / 2,7 Ah 51 x 47 x 50 mm	
GA 3812	Infusionspumpe Asena 1000 GH/GS, komplett	NiMH	7,2 Volt / 2,7 Ah 51 x 47 x 50 mm	
GA 3813	Infusionspumpe Asena GW	NiMH	7,2 Volt / 1,25 Ah 43 x 28 x 48 mm	

Jaeger

GA 3900	Apnoscreen	NC	6,0 Volt / 3,0 Ah 50 x 130 x 27 mm	
---------	------------	----	---------------------------------------	---

Kranzbühler

GA 4000	Doppler 2000 / Fetasaver	NC	16,8 Volt / 0,6 Ah 140 x 39 mm	
GA 4001	Doppler 2000 / Fetasaver	NC	2 x 8,4 Volt / 0,6 Ah 140 x 39 mm	

Laerdal (siehe Philips!)

MCM / MC Medizintechnik (siehe Fresenius!)

Medset

GA 4150	Originalakku für Cardiolight FMC	NiMH	4,8 Volt / 1,5 Ah	
---------	----------------------------------	------	-------------------	---

Mela

GA 4200	Defibrillator Melacard Control S/RS	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 110 x 84 x 22 mm	
GA 4201	Defibrillator Econ - B	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 110 x 44 x 42 mm	

Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

Metrax (Primedic)

GA 5100	Defibrillator B, mit NTC, wie Metrax-Nr. 13369	NC	14,4 Volt / 1,5 Ah 103 x 51 x 42 mm	
GA 5101	ECO 1, DM 1/3/10/10-12/30-12, M 240, nur Akkueinsatz	NC	14,4 Volt / 1,7 Ah 210 x 44 x 22 mm	
GA 5102	ECO 1, DM 1/3/10/10-12/30-12, M 240, Umbau (Originalakku eins.)	NC		

MGVG / Döring

GA 4300	Combimat 2000	NC	7,2 Volt / 1,3 Ah 67 x 45 x 44 mm	
GA 4301	Combimat 2000	NC	7,2 Volt / 2,0 Ah 78 x 50 x 52 mm	
GA 4302	Combimat IP 81 / 82 / 83-2	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	
GA 4303	Combimat IP 83 / 85	NC	6,0 Volt / 2,0 Ah 78 x 52 x 50 mm	
GA 4304	Combimat IP 83-2 / 85 (1 + 2)	NC	7,2 Volt / 1,3 Ah 67 x 45 x 44 mm	

Minolta

GA 4400	Jaundice Meter 9404 / JM 102	NiMH	4,8 Volt / 0,7 Ah 49 x 17 x 25 mm	
GA 4401	Jaundice Meter 101	NC	4,8 Volt / 0,3 Ah 57 x 15 x 31 mm	
GA 4402	Pulsox 7	NC	7,2 Volt / 1,0 Ah 85 x 15 x 65 mm	

Nellcor

GA 4512	Pulsoximeter N-10	NC	6,0 Volt / 0,6 Ah	
GA 4505	Pulsoximeter N-100	Blei	12,0 Volt / 2,5 Ah 105 x 65 x 70 mm	
GA 4500	Pulsoximeter N-180 / N-185	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 4502	Pulsoximeter N-200 / N-1000 (alte Version)	Blei	6,0 Volt / 2,8 Ah 98 x 33 x 66 mm	
GA 4503	Pulsoximeter N-200 E	Blei	6,0 Volt / 2,5 Ah 102 x 61 x 34 mm	
GA 4513	Pulsoximeter N-550 / NPB-550	Blei	12,0 Volt / 1,3 Ah	
GA 4504	Pulsoximeter N-3000 (I) / 120 / Sinfonie	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 150 x 20 x 89 mm	
GA 4514	Pulsoximeter N-5500	NiMH	14,4 Volt / 4,0 Ah	



Produktkatalog

medizinische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

Nellcor

GA 4506	Pulsoximeter N-6000	Blei	12,0 Volt / 3,4 Ah 134 x 67 x 60 mm	
GA 4509	Novamatrix Pulsoxi 505 / 515 / 520 A	Blei	12,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 34 x 49 mm	
GA 4510	Pulsoximeter NPB 75 / Kapnometer, nur Akkueinsatz	NiMH	7,2 Volt / 2,5 Ah 79 x 30 x 49 mm	
GA 4511	Pulsoximeter NPB 75 / Kapnometer, Umbau (Originalakku einsenden)	NiMH		
GA 4508	Pulsoximeter NPB 190 / 290 / 395 / 595 / 3910 / 3920 / 3930	Blei	6,0 Volt / 4,0 Ah 70 x 47 x 108 mm	
GA 4507	Pulsoximeter NPB 4000	Blei	6,0 Volt / 8,0 Ah 138 x 52 x 102 mm	
GA 4501	Patientenmonitor E 300	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	

Nihon Kohden

GA 4601	Cardiofax ECG 5101 / 5151 / 6551 A / 6543	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 200 x 23 x 60 mm	
X060A	Originalakku für CardioLife TEC 2202/2203/8151/8251/8250 G, Nihon Kohden X60A / NKB-102V	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah	
GA 4606	CardioLife TEC 2202/2203/8151/8251/8250 G, Umbau (Originalakku einschicken)	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah	
GA 4600	CardioLife TEC 5200 / 6100 / 7100 A / 7200 / 7300 / 8110	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 200 x 23 x 60 mm	
X041B	Originalakku für CardioLife TEC 7511/7521/7531/ECG 9320, Nihon-Kohden-Nr. X041B / LC-S2912NK	Blei	12,0 Volt / 2,9 Ah	
GA 4605	ECG 84xx/882x/8830/9010/9020/9022/9110/9130/9132, wie X041A	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah	
GA 4604	8330 / 8340	Blei	6,0 Volt / 12,0 Ah 180 x 23 x 60 mm	
X065	Originalakku für TEC 7621/7631/7721/7731, N.K. X065 / NKB-301V	NiMH	12,0 Volt / 2,8 Ah	
GA 4602	Lifescop 6 / OEC 6102 A / 6105 A	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 200 x 23 x 60 mm	
X062	Originalakku für Lifescop i BSM-2300/2301A/2304A, N.K. YS-076P5	NiMH	12,0 Volt / 3,7 Ah	
GA 4607	Lifescop i BSM-2300/2301A/2304A, wie Nihon Kohden X062 / YS076P5	NiMH	12,0 Volt / 4,5 Ah	

Nonin

GA 4650	Pulsoximeter 8600 / 8604 / 8700 / 8800	NC	6,0 Volt / 1,3 Ah 110 x 42 x 22 mm	
---------	--	----	---------------------------------------	---

WSM-Medizintechnik GmbH
Oldendorfer Weg 5
21388 Soderstorf – OT Rolfsen

Telefon: 04475 / 5284
Telefax: 04475 / 5285
E-Mail: info@wsm-med.de

Produktkatalog

medizinische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Pfrimmer / Nutrica				
GA 4800	Ernährungspumpe Nutromat S / SX, wie Pfrimmer / Nutrica-Nr. 24226	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	
GA 4801	Micromax 100 / 100 i, wie Pfrimmer / Nutrica-Nr. 145 056	NC	6,0 Volt / 0,8 Ah 110 x 65 x 14 mm	
Philips (Hewlett Packard, Laerdal)				
GA 3604	EKG Schreiber M1700 / M1702 A / M1721	Blei	18,0 Volt / 7,2 Ah 151 x 102 x 100 mm	
GA 3607	Pagewriter 100/200/300i/M1771 A/ M1772 A, wie Philips-Nr. M2460 A	Blei	6,0 Volt / 7,2 Volt	
GA 3600	43100 A / 43110 A / 43120 A / 43130 A, wie Philips-Nr. 1420-0339	Blei	12,0 Volt / 2,5 Ah 102 x 34 x 122 mm	
GA 3601	Codemaster XL Plus/M1722 B/ M1723 B/M1724 B, wie M1758 A	Blei	12,0 Volt / 4,0 Ah 140 x 48 x 108 mm	
GA 3605	Codemaster 100, Umbau (Original- akku einschicken), wie M2476 B	NC	12,0 Volt / 3,0 Ah 170 x 68 x 61 mm	
GA 3606	Codemaster 100, Umbau (Original- akku einschicken), wie M2477 B	NC	12,0 Volt / 4,0 Ah 170 x 68 x 61 mm	
GA 3602	Transportmonitor M1205 A / M1275 A, wie Philips-Nr. M40488 A	Blei	12,0 Volt / 2,1 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 3609	Monitor M3928 A, wie Philips-Nr. M3926	Blei	6,0 Volt / 8,0 Ah	
GA 3603	Monitor M3046 A, Viridia M 3 / M 4	NiMH	12,0 Volt / 4,0 Ah 149 x 89 x 20 mm	
GA 3610	Originalakku für Monitor C3, Philips-Nr. 862474C3 / 453563480031	Blei	12,0 Volt / 4,5 Ah	
GA 3611	Originalakku für Monitor MP 20 / MP 30, Philips-Nr. M4605 A	Li Ion	10,8 Volt / 6,0 Ah	
GA 4900	Defibrillator BD 500	NC	12,0 Volt / 2,0 Ah 130 x 50 x 52 mm	
GA 4100	Absaugpumpe, kompl. m. Halbscha- le und Stecker, wie Laerdal 79.12.05	NC	2 x 6,0 Volt / 1,4 Ah 57 x 43 x 57 mm	
GA 4101	HeartStart 1000	Blei	12,0 Volt / 7,2 Ah 151 x 64,5 x 94 mm	
GA 4102	Defibrillator Heartstart 911 / 2000/ 3000, wie Laerdal-Nr. 90.11.00	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 200 x 23 x 60 mm	
GA 3608	Originalakku f. Heartstream/Heart- Start 4000/XL/XLT, Philips M3516A	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 4103	HeartStart 4000 / Absaugpumpe LSU 4000, wie Laerdal-Nr. 78.04.00	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 mm	
GA 4104	Originalbatterie für Heartstream ForeRunner I (FR I), Laerdal-Nr. BT1	Lithium	18,0 Volt / 1,3 Ah 127 x 39 x 25,5 mm	
GA 4108	Originalakku für Defibrillator Heart- start MRx, Philips-Nr. M3538 A	Lithium	14,4 Volt / 6,0 Ah	



Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Philips (Hewlett Packard, Laerdal)				
GA 4105	Heartstream FR I (nicht wieder-aufladbar), wie Laerdal-Nr. BT1	Lithium	18,0 Volt / 1,3 Ah 127 x 39 x 25,5 mm	
GA 4106	Originalbatterie für Heartstream FR II, Philips-Nr. M3863 A	Lithium	12,0 Volt / 4,2 Ah	
GA 4107	Originalakku für Heartstream FR II, Philips-Nr. M3848 A	Li Ion	12,0 Volt	
Physio Control				
GA 5000	Lifepak 5, Metall-Clip, wie Physio Control-Nr. 09-10424-02	NC	12,0 Volt / 1,0 Ah 132 x 94 x 29 mm	
GA 5000-S	Lifepak 5, PVC-Clip,	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 132 x 94 x 29 mm	
GA 5001	Lifepak 6 / 7 - Defibrillator-Teil, wie Physio Control 800566-00/01/02	NC	12,0 Volt / 1,5 Ah 112 x 23 x 91,5 mm	
GA 5002	Lifepak 6 / 7 - Monitor-Teil, wie Physio Control-Nr. 800 285-01	NC	14,4 Volt / 2,0 Ah 130 x 100 x 48 mm	
GA 5003	Lifepak 8 - Defibrillator-Teil, wie Physio Control-Nr. 802 791-00	NC	12,0 Volt / 1,5 Ah 115 x 43 x 23 mm	
GA 5004	Lifepak 8 - Monitor-Teil, wie Physio Control-Nr. 802 850-00	NC	19,2 Volt / 2,2 Ah 144 x 64 x 32 mm	
GA 5005	Lifepak 9 - Defibrillator, wie Physio Control-Nr. 803 704-01	Blei	16,0 / 2,8 Ah 134 x 73 x 73 mm	
GA 5006	Lifepak 9 - Defibrillator - Bleirund-zelle, wie Physio Control 803 704-01	Blei	16,0 Volt / 2,5 Ah 68 x 72 x 134 mm	
GA 5007	Lifepak 10, Metall-Clip, wie Physio Control-Nr. 11141-000044	NC	12,0 Volt / 1,0 Ah 132 x 94 x 29 mm	
GA 5007-S	Lifepak 10, PVC-Clip	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 132 x 94 x 29 mm	
GA 5014	Originalakku für Lifepak 12, Physio Control-Nr. 11141-000027	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 140 x 94 x 40 mm	
GA 5015	Originalakku für Lifepak 12	Blei	12,0 Volt / 2,5 Ah 94 x 71 x 170 mm	
GA 5018	Originalakku für Lifepak 20, Physio Control-Nr. 3200497-000	NiMH	12,0 Volt / 3,0 Ah	
GA 5019	Lifepak 20, wie Physio Control-Nr. 3200497-000	NiMH	12,0 Volt / 3,0 Ah	
GA 5011	Lifepak 200 (es werden 2 Stück benötigt)	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah	
GA 5008	Lifepak 250, Metall-Clip, wie Physio Control-Nr. 09-010424-04	NC	12,0 Volt / 1,0 Ah 132 x 94 x 29 mm	
GA 5008-S	Lifepak 250, PVC-Clip	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 132 x 94 x 29 mm	

Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Physio Control				
GA 5017	Originalakku für Lifepak 300	Blei	12,0 Volt / 3,4 Ah 173 x 154 x 42 mm	
GA 5012	Originalbatterie für Lifepak 500, Physio Control-Nr. 300-5380-030	Lithium	12,0 Volt / 7,5 Ah 190 x 76 x 44 mm	
GA 5020	Batterie für Lifepak 500, wie Physio Control-Nr. 300-5380-030	Lithium	12,0 Volt / 7,5 Ah 190 x 76 x 44 mm	
GA 5013	Originalakku für Lifepak 500, Physio Control-Nr. 300-5379-002	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah 190 x 76 x 44 mm	
GA 5021	Originalbatterie für Lifepak CR+	Lithium	12,0 Volt / 1,5 Ah	
GA 5009	Lifestat Pulsoximeter 200/1600, wie Physio Control-Nr. 802 565-01	Blei	8,0 Volt / 2,5 Ah 68 x 68 x 65 mm	
GA 5010	VSM 2 - EKG-Druck / Monitor, wie Physio Control-Nr. 802 285-01	NC	14,4 Volt / 2,0 Ah 130 x 100 x 48 mm	
Protocol				
GA 5175	Propaq 102 EL/104/106/202 EL/ 206 EL, komplett mit Platine	Blei	8,0 Volt / 5,0 Ah	
GA 5176	Propaq 102 EL/104/106/202 EL/ 206 EL, nur Einsatz ohne Platine (es werden 2 Stück benötigt)	Blei	8,0 Volt / 5,0 Ah	
Radiometer				
GA 5200	Pulsoximeter OXY 3	Blei	6,0 Volt / 1,2 Ah 97 x 24 x 50 mm	
Reflolux				
GA 5300	Blutzuckertestgerät S, 4LR44	Alkaline	6,0 Volt / 0,145 Ah 13 x 25,2 mm	
GA 5301	Blutzuckertestgerät S, CR 1/3 N	Lithium	6,0 Volt / 0,17 Ah 13 x 25,2 mm	
Rozinn				
GA 5350	Langzeit-EKG-Recorder, Umbau (Originalakku einsenden)	NC	9,6 Volt / 0,6 Ah 68 x 34 x 33 mm	
Sanol				
GA 5400	Portamed Mini, nur Akkueinsatz	NC	24,0 Volt / 0,6 Ah 116 x 85 x 17 mm	
Schiller (Bruker)				
GA 5500	Cardiograph CV 3 / CV 6	NC	9,6 Volt / 1,8 Ah 100 x 52 x 52 mm	
GA 5501	AT 1 / Spirovit 1	Blei	12,0 Volt / 1,2 Ah 98 x 49 x 55 mm	
GA 5502	AT 2 / AT 6 / CM 8 Monitor / Cardiovit SC 100 / SP 200	Blei	12,0 Volt / 2,2 Ah 177 x 34 x 60 mm	



Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

Schiller (Bruker)

GA 5503	AT 3	NC	9,6 Volt / 0,6 Ah 98 x 28 x 28 mm	
GA 5504	AT 4 / AT 5	NiMH	9,6 Volt / 1,2 Ah 28 x 14 x 200 mm	
GA 5505	Backup-Batterie für AT 6	Lithium	3,0 Volt / 0,95 Ah 14 x 25 mm	
GA 5506	AT 10	Blei	12,0 Volt / 0,8 Ah 96 x 25 x 61 mm	
GA 5508	AT 104	NC	7,2 Volt / 0,6 Ah	
GA 5507	Blutdruckmessgerät BR 102	NC	4,8 Volt / 0,65 Ah 33 x 12 x 66 mm	
GA 1707	Originalbatterie für Defibrillator FRED easy, Schiller-Nr. 214552	Lithium	12,0 Volt / 2,8 Ah	
GA 1709	Originalakku für FRED easyport, Schiller-Nr. 114750	Lithium	12,0 Volt	
GA 1700	Originalbatterie für Defibrillator FRED professional, Schiller 114264	Lithium	18,0 Volt / 4,75 Ah 105 x 40 x 120 mm	
GA 1701	Originalakku für Defigard 1002 / 2000 / 2002 / 6000, FRED professional, Schiller 114265	NC	12,0 Volt / 1,9 Ah 105 x 40 x 120 mm	
GA 1701-A	Defigard 1002 / 2000 / 2002 / 6000, FRED professional, wie 114265	NC	12,0 Volt / 1,9 Ah 105 x 40 x 120 mm	
GA 1705	Originalakku für Defigard 3002	NC	14,4 Volt / 1,9 Ah	
GA 1706	Akku für Defigard 3002	NC	14,4 Volt / 1,9 Ah	
GA 1708	Originalakku für Defigard 5000, Schiller-Nr. 614132	Li Ion	10,8 Volt / 4,3 Ah	
GA 1704	Defiscope DS	NC	12,0 Volt / 3,0 Ah 130 x 52 x 19 mm	

Schiwa / MGVG

GA 5600	Schiwamatic 3000 / 7000	NC	12,0 Volt / 0,6 Ah 70 x 28 x 49 mm	
GA 5601	Schiwamatic 3000 / 7000	NC	12,0 Volt / 2,0 Ah 130 x 49 x 52 mm	
GA 5602	Schiwamatic 7000 / 9000	NC	6,0 Volt / 2,0 Ah 78 x 52 x 50 mm	

Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
-------------	-----------------------------------	--------	------------------	-----------

SECA

GA 5650	EKG Cardiotest 3300 / 3600 / 6300	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 213 x 46 x 24 mm	
GA 5651	Waage 909 / 944 / 959	NC	7,2 Volt / 0,6 Ah 42 x 28 x 50 mm	
GA 5652	Waage 717	NiMH	7,2 Volt / 1,2 Ah	

Sherwood

GA 5700	Kangaroo Ernährungspumpe 224 / 324	NC	7,2 Volt / 1,3 Ah 138 x 43 x 46 mm	
GA 5701	Kangaroo Ernährungspumpe 2000	NC	3,6 Volt / 1,8 Ah 65 x 22 x 42 mm	

Siemens (siehe Dräger!)

Simonsen & Weel

GA 5900	Defibrillator DMS 600, wie S & W-Nr. 41 B00 1ND 02 G1	NC	19,2 Volt / 1,3 Ah 106 x 82 x 42 mm	
GA 5901	Defibrillator DMS 730 / 750 Cardio Aid	NC	12,0 Volt / 3,0 Ah	
GA 5902	Defibrillator DMS 730 / 750 (alte Bauform)	NC	12,0 Volt / 2,3 Ah 98 x 75 x 62 mm	
GA 5903	Defibrillator Defi 2	NC	12,0 Volt / 1,3 Ah 90 x 43 x 61 mm	
GA 5904	Pulsoxy 503	Blei	6,0 Volt / 1,3 Ah 97 x 24 x 50 mm	
GA 5905-A	Cardio Aid	NC	12,0 Volt / 1,7 Ah 92 x 123 x 28 mm	
GA 5907	Zoll NTP	NC	12,0 Volt / 4,0 Ah 132 x 90 x 60 mm	

Spacelabs

GA 6000	Ambulanter Blutdruckmonitor	Lithium	3,0 Volt / 2,5 Ah 11,6 x 10,8 mm	
GA 6001	PC Express Monitor 90305 / 90306 / 90308	Blei	12,0 Volt / 2,0 Ah	
GA 6002	SL 1030 / SL 1050	NiMH	12,0 Volt / 2,7 Ah	

Stierlen / Marquet

GA 6100	OP-Tisch (Fernbedienung) D 7550, wie Stierlen / Marquet-Nr. 227 0064	NiMH	10,8 Volt / 0,7 Ah 81 x 41 x 9 cm	
---------	--	------	--------------------------------------	---

Tri Med

GA 6200	AC Tester	NC	10,8 Volt / 2,0 Ah 149 x 49 x 48 mm	
---------	-----------	----	--	---

Produktkatalog

Medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Welch Allyn				
GA 6400	Originalakku für Welch Allyn 70750 / 71500 / 72000	NC	2,4 Volt / 1,0 Ah 26 x 60 mm	
GA 6400-A	Welch Allyn 70750 / 71500 / 72000	NC	2,4 Volt / 1,05 Ah 26 x 60 mm	
GA 6401	Originalakku für Welch Allyn 72100	NC	2,4 Volt / 0,75 Ah 26 x 50 mm	
GA 6401-A	Welch Allyn 72100	NC	2,4 Volt / 0,75 Ah 26 x 50 mm	
GA 6402	Originalakku für Welch Allyn 72200	NC	3,5 Volt / 0,75 Ah 26 x 71 mm	
GA 6402-A	Welch Allyn 72200	NC	3,5 Volt / 0,7 Ah 26 x 71 mm	
GA 6406	Originalakku für 72250 LumiView (75200)	NC	3,6 Volt / 1,8 Ah 23 x 67 x 42 mm	
GA 6407	72250 LumiView (75200), Umbau (Originalakku einschicken)	NC	3,6 Volt / 1,8 Ah 23 x 67 x 42 mm	
GA 6403	Originalakku für Welch Allyn 72300	NC	3,5 Volt / 0,75 Ah 26 x 71 mm	
GA 6403-A	Welch Allyn 72300	NC	3,5 Volt / 0,75 Ah 26 x 71 mm	
GA 6404	Originalakku für Welch Allyn 72600	NC	2,5 Volt / 0,7 Ah 14 x 105 mm	
GA 6404-A	Welch Allyn 72600	NC	2,5 Volt / 1,1 Ah 14 x 105 mm	
GA 6405-A	Welch Allyn 72700	NC	7,2 Volt / 0,13 Ah 14 x 26 x 45 mm	
GA 6408	Originalakku für MT 2 (72900)	NC	2,4 Volt / 0,6 Ah	
GA 6408-A	MT 2 (72900)	NC	2,4 Volt / 0,6 Ah	
GA 6409	Originalakku für Welch Allyn 5200-84	Blei	6,0 Volt / 4,5 Ah	
GA 6409-A	Welch Allyn 5200-84	Blei	6,0 Volt / 4,5 Ah	
GA 6410	Originalbatterie für Defibrillator AED 10, Welch Allyn-Nr. 001852	Lithium	12,0 Volt / 0,6 Ah	
GA 6411	Originalbatterie für Defibrillator AED 20, Welch Allyn 001830	Lithium	12,0 Volt / 5,2 Ah	
GA 6412	Originalakku für Defibrillator AED 20, Welch Allyn 001829	NiMH	12,0 Volt / 2,0 Ah	
GA 6413	Originalakku für MLR PIC 40 / 50	NiMH	12,0 Volt / 4,0 Ah	
GA 6413-U	MLR PIC 40 / PIC 50, Akkueinsatz + Umbau (Originalakku einschicken)	NiMH		

Produktkatalog

medizintechnische Akkumulatoren

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung, passend zu ...	System	Technische Daten	Abbildung
Zoll				
GA 6500	Defibrillator NTP 2 - PD 1400 / 1600 / 1700 / 2000 / 4410	Blei	10,0 Volt / 2,5 Ah 190 x 72 x 40 mm	
GA 6501	Defibrillator PD 900 / PD 1200, wie Zoll-Nr. 9145-0003	Blei	12,0 Volt / 2,5 Ah 125 x 138 x 33 mm	
GA 6502	Defibrillator AEDplus (es werden 10 Stück benötigt)	Lithium	3,0 Volt	

Weitere Akkumulatoren, sowie Bleibatterien auf Anfrage lieferbar!