




Inhaltsverzeichnis für Langzeit-EKG

	Gerätetyp	Seite
1	Langzeit-EKG-Kabel	
	→ Datrix	5. 2
	→ ELA Medical	5. 3
	→ GE Marquette	5. 3
	→ GeTeMed	5. 3
	→ Medset	5. 4
	→ Oxford Instruments	5. 4
	→ Reynolds	5. 5
	→ Siemens	5. 5
	→ Schiller	5. 5
2	Adapterleitungen	
	→ mit Druckknopf und Klammer	5. 6

Produktkatalog

Kabelsysteme für Langzeit-EKG

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
Cust. Geräte Cust. Port, Terra 100 / 500, Cust. Flash 200 / 220		
LZE-601127	5-adriges Komplettkabel zu Cust. Terra 100 / 500 (2. Generation) , mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabel- länge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiss, rot	
LZE-601170	5-adriges Komplettkabel zu Cust. Flash 200 / 220 (3. Generation) , mit Druckknöpfen, 80 cm Stamm- kabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiss, rot	
Datrix Digital-Recorder DR 512, XR 300 D, FC Recorder, ACS 9000-Recorder		
1-6-DA5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss	

Stand: Mai 2019
(Neuester Stand ist verbindlich)
Technische und optische Änderungen vorbehalten

Produktkatalog

Kabelsysteme für Langzeit-EKG

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
ELA-Medical Syneflash, Synesis		
ELA-5 LZE-701268	5-adriges Komplettkabel zu Synesis XRC 001 oder Syneflash XRC 007 , mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, weiß, schwarz	
ELA-7 LZE-701269	7-adriges Komplettkabel zu Synesis XRC 002 oder Syneflash XRC 008 , mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, weiß, schwarz, blau, orange	
GE/ Marquette 8000 / 8200 / 8500, SEER		
LZE-601123	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabel-länge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, wie GE-Nr. 409106-002 und GE-Nr. 409106-003	
GeTeMed CMS 2000, CMS 3000, Cardio MEM		
1-5-G17	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, Stammkabel-Länge ca. 60cm, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, wie GE-Nr. 2014606-040	
15-5-G17	5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, wie GE-Nr. 2014606-043	

7-adriges Kabel auf Anfrage lieferbar!

Stand: Mai 2019



(Neuester Stand ist verbindlich)

Technische und optische Änderungen vorbehalten

Produktkatalog

WSM-Medizintechnik GmbH
Oldendorfer Weg 5
21388 Soderstorf – OT Rolfsen

Telefon: 04475 / 5284
Telefax: 04475 / 5285
E-Mail: info@wsm-med.de

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
Medset Cardiolight, Cardiotest 9000, Smart Recorder		
1-5-MED5	5-adriges Komplettkabel zu Cardiolight und Cardiotest 90000 , mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiss, rot, gerader Stecker	
1-5-MED7	5-adriges Komplettkabel zu Cardiolight und Cardiotest 90000 , mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiss, rot, abgewinkelter Stecker	
1-2-MED8	Einzelleitung zum Smart Recorder , Doppeldruckknopfanschluss bei den Farben blau, grün und gelb, einfacher Druckknopfanschluss bei der Farbe schwarz bei Bestellung bitte Farbe angeben!	

Oxford Instruments Medilog FD-3 / FD-4, MR 45 / 45-3 / 60 / 63

1-6-OX5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, Original Oxford-Nr. 19365	

Oxford Instruments Medilog AR-4 / AR-12








1-5-OX-AR4	5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, wie Oxford-Nr. 051K001	
1-5-OX-AR	5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, Original Oxford-Nr. 051K009	

3- und 7-adrige Kabel auf Anfrage lieferbar!

Stand: Mai 2019
(Neuester Stand ist verbindlich)
Technische und optische Änderungen vorbehalten




Produktkatalog

Kabelsysteme für Langzeit-EKG

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
Reynolds Band-Recorder Sherpa, Tracker, Lifecard 2/3, Lifecard CF		
1-3-RS28	3-adriges Komplettkabel zu Sherpa 2/3 und Tracker 2/3 , mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, wie Reynolds-Nr. 51130	
1-4-RE24	4-adriges Komplettkabel zu Sherpa 2 und Tracker 2 , mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: weiss, grün, schwarz, rot, wie Reynolds-Nr. 51134	
1-3-CF	3-adriges Komplettkabel zu Lifecard CF , mit Druckknöpfen und Gerätedeckel, 20 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, wie Reynolds-Nr. 51800	
1-3-CF/C	3-adriges Komplettkabel zu Lifecard CF , mit Druckknöpfen, Gerätedeckel und Gürtelclipp , 20 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, wie Reynolds-Nr. 51805	
1-60-S3	3-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen zu Lifecard 2/3 , 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, wie Reynolds-Nr. 51615	
1-100-S3	3-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen zu Lifecard 2/3 , 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, wie Reynolds-Nr. 51615	
Siemens Siestole		
1-5-S16	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiss, rot, wie Siemens-Nr. 60 87 030	
Schiller MT 100		
1-5-MT	5-adriges Komplettkabel zu mit Druckknöpfen, 100 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, wie Schiller-Nr. 2.400.092	

Produktkatalog

Adapterleitungen für Langzeit-EKG-Zwischenkabel

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
1-45-S 1,5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 45 cm lang , ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss	
1-45-S7	7-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 45 cm lang , ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, orange, blau	
1-45-1,5	Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 45 cm lang , ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: schwarz, braun, grün, rot, weiss, orange, blau, gelb bei Bestellung bitte Farbe angeben!	
1-6-S 1,5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang , ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss	
1-6-S7	7-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang , ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, orange, blau	
1-6-1,5	Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang , ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: schwarz, braun, grün, rot, weiss, orange, blau, gelb bei Bestellung bitte Farbe angeben!	
1-100-S 1,5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang , ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss	
1-100-S7	7-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang , ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiss, orange, blau	
1-100-1,5	Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang , ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: schwarz, braun, grün, rot, weiss, orange, blau, gelb bei Bestellung bitte Farbe angeben!	

Auf Wunsch sind diese Adapterleitungen auch mit Klammern lieferbar!
Alle Adapterleitungen sind auf Wunsch auch in anderen Längen lieferbar!

Stand: Mai 2019

(Neuester Stand ist verbindlich)

Technische und optische Änderungen vorbehalten