


Fon 04475 / 5284  
Fax 04475 / 5285  
info@wsm-med.de



## NEU Tragebare Absaugeinheit ConPort

- ➔ Schlankes, minimalistisches Tragegestell aus Edelstahl V2A
- ➔ Explicit für Medela 1,5 L und/oder Serres 1,0 L Behälter
- ➔ Normschienen adaptierbar mittels Klaue
- ➔ Anschlussschlauch separat bestellbar
- ➔ Hersteller: Greggerson Gasetechnik GmbH

Art. Nr.	902.153	ConPort mit HighSpatz-90
	904.611	ConPort mit Pirol-90
	902.152	ConPort mit Specht-90
	904.610	ConPort mit Skua-90