



Tragbare Notversorgung

- ➔ Tragegestell mit Tragegriff
zum Hinstellen, Einhängen an Gerätenormschiene 25 x 10 mm
oder Einhängen an Betten
- ➔ Tragegestell: Edelstahl; Reglereinheit: Messing, verchromt
- ➔ ca. 10,4 kg (mit gefüllter 2-Liter Flasche)
- ➔ geeignete Sauerstoffflaschen: max. Ø=100mm
- ➔ mit Druckminderer „Falke easy“
- ➔ mit Kompaktflowmeter „Kolibri“
- ➔ mit Druckluftejektor „Specht-90“
- ➔ mit Sekretflasche 0,25 l
- ➔ mit Drahtkorb
- ➔ ohne Gasflasche

Art. Nr. 902.698 HDZ