

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



Übersicht von SpO₂ - Sensoren und dazugehörigen Stammkabeln


- ➔ Mit Masimo Technologie
- ➔ Mit Nellcor OXIMAX Technologie
- ➔ Zu Philips (wie z.B. M1191B, M1194A etc.)
- ➔ NONOXI Nellcor Technologie

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



→ Mit Masimo Technologie

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



LNCS SpO² - Fingersensor mit 9 Pin

- ➔ LNCS SpO₂ Fingersensor mit 9 Pin Nellcor Stecker
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM-Art.-Nr.: Masimo LNCS DC-I (1863)

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCS-2NE01-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



LNCS SpO² - SOFT - Fingersensor mit 9 Pin

- ➔ LNCS SpO2 Soft Fingersensor mit 9 Pin Nellcor Stecker
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: Masimo LNCS DB-I (2653)

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCS-2NE03-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



LNCS SpO² - Ohrsensor mit 9 Pin

- ➔ LNCS SpO2 Ohrsensor mit 9 Pin Nellcor Stecker
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: Masimo LNCS TC-I (1895)

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCS-2NE08-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



LNCS SpO² - Verlängerungskabel Philips Masimo auf Nellcor

- ➔ LNCS SpO₂ Verlängerungskabel für Philips Massimo auf Nellcor Stecker
- ➔ 2,40 m lang
- ➔ Sensor-Kompatibilität: Masimo
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: 989803148221

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCA-2PH-MA-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO2 Verlängerungskabel für Masimo LNC-10 auf LNCS

- ➔ OEM: Masimo LNC-10 (1814)
- ➔ Länge 2,40 m
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCA-3MA-MA-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO2 Adapterkabel für Masimo

RD Rainbow Set 25R a□f Masimo RD SET

- ➔ OEM: Masimo 4106
- ➔ Länge 2,40 m
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCA-3PH-2MA-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



LNCS SpO² - Verlängerungskabel

Philips Masimo Rainbow Set auf Nellcor

- ➔ LNCS SpO₂ Verlängerungskabel für Philips Massimo Rainbow Set auf Nellcor Stecker
- ➔ 2,40 m lang
- ➔ Sensor-Kompatibilität: Masimo
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: 980983186501

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCA-3PH-MA-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO2 Verlängerungskabel für Masimo

RED LNC auf RD SET

- ➔ OEM: Masimo 4104
- ➔ Länge 2,40 m
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCA-MA-2MA-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO2 Verlängerungskabel für Masimo

RED LNC auf LNC MP-10

- ➔ OEM: Masimo Red LNC-04 (2205)
- ➔ Länge 2,40 m
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original

Netto € 79,00

Art. Nr. WSM-MCA-MA-MA-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO2-Einweg-Klettensensor für Masimo

- ➔ OEM: Masimo 4474 RD SET NeoPt CS-2
- ➔ Länge 45 cm
- ➔ Verpackungseinheit 24 Stück
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original

Netto € 15,00 Stück

Art. Nr. WSM-MCS-1MA06-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



→ Mit Nellcor OXIMAX Technologie

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Fingersensor Clip Nellcor-Oximax

- ➔ SpO₂ Fingersensor für Nellcor mit Oximax-Technologie
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM-Art.-Nr.: DS-100A
- ➔ REF: S0026B-S / 635170262

Netto € 69,00

Art. Nr. WSM-MCS-1NE01-OX-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Fingersensor SOFT Nellcor-Oximax

- ➔ SpO₂ Fingersensor für Nellcor mit Oximax-Technologie
- ➔ Erwachsene ab 40 kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ REF: 635120262

Netto € 69,00

Art. Nr. WSM-MCS-1NE03-OX-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de




SpO² - Ohrensensor Clip Nellcor-Oximax

- ➔ SpO₂ Ohrensensor für Nellcor mit Oximax-Technologie
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ REF: S0026G-S / 635140262

Netto € 69,00

Art. Nr. WSM-MCS-1NE08-OX-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Verlängerungskabel DOC-10

- ➔ SpO2 Verlängerungskabel DOC-10
- ➔ 2,40 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: DOC-10
- ➔ REF: S0117OX-L

Netto € 69,00

Art. Nr. WSM-MCA-1NE-NE-OX-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Verlängerungskabel Dräger/Siemens Infinity Serie auf Nellcor Oximax

- ➔ SpO₂ Verlängerungskabel für Dräger/Siemens Infinity Serie auf Nellcor Oximax
- ➔ 2,40 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ REF: S0072OX-L

Netto € 69,00

Art. Nr. WSM-MCA-1SI-NE-OX-L

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



→ Zu Philips

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Fingersensor Clip

- ➔ SpO2 Fingersensor für Philips (wie M1196A)
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 3 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ Kompatibler Sensor für folgende Monitore: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

Art. Nr. **WSM-MCS-1PH01-L**

€ 69,00 zzgl. MwSt.

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Soft - Fingersensor

- ➔ SpO2 Soft Fingersensor für Philips (wie M1191A/B)
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 3 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ Kompatibler Sensor für folgende Monitore: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

Art. Nr. WSM-MCS-1PH03-L

€ 69,00 zzgl. MwSt.

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Soft - Fingersensor

- ➔ SpO2 Soft Fingersensor für Philips (wie M1192A)
- ➔ Kinder 15 – 50 Kg
- ➔ 3 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ Kompatibler Sensor für folgende Monitore:
 - HeartStart MRx, M2705A, M3, M3001A, M3001A A01, M3001A, M3001A A01C18, M4, M4841A, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90
 - Philips Heartstart Defibrillator und IntelliVue
 - SureSigns VM1, VS3, SureSigns VS_i, VM4, VM6, VM8
 - Viridia

Art. Nr. **WSM-MCS-1PH05-L**

€ 69,00 zzgl. MwSt.

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Ohrsensor

- ➔ SpO2 Ohrsensor zu Philips (wie M1194A)
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 3 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ Kompatibler Sensor für folgende Monitore: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

Art. Nr. **WSM-MCS-DGE-P3325A**

€ 69,00 zzgl. MwSt.

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Verlängerungskabel Philips auf Nellcor

- ➔ SpO2 Verlängerungskabel für Philips auf Nellcor Stecker
- ➔ 2,40 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: M1943AL

Art. Nr. WSM-MCA-1PH-NE-L

€ 39,00 zzgl. MwSt.

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



→ Zu NONOXI Nellcor Technologie

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Fingersensor Clip

- SpO2 Fingersensor für Nellcor
- Erwachsene ab 40kg
- 0,90 m lang
- Mit Konformitätserklärung nach MPG
- 100% baugleich mit dem Original
- OEM-Art.-Nr.: DS-100
- Keine Oximax-Technologie

netto € 39,00

Art. Nr. WSM-MCS-1NE01-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - SOFT - Fingersensor

- SpO₂ Fingersensor für Nellcor
- Erwachsene ab 40kg
- 0,90 m lang
- Mit Konformitätserklärung nach MPG
- 100% baugleich mit dem Original
- OEM Art.-Nr.: DS-YSPD, D-YSE
- Keine Oximax-Technologie

netto € 49,00

Art. Nr. WSM-MCS-1NE03-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Ohrsensor

- ➔ SpO2 Ohrsensor für Nellcor
- ➔ Erwachsene ab 40kg
- ➔ 0,90 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: D-YSE
- ➔ Keine Oximax-Technologie

netto € 49,00

Art. Nr. WSM-MCS-1NE08-S

Fon 04475 / 5284
Fax 04475 / 5285
info@wsm-med.de



SpO² - Verlängerungskabel

- ➔ SpO2 Verlängerungskabel für Nellcor Stecker
- ➔ 2,40 m lang
- ➔ Mit Konformitätserklärung nach MPG
- ➔ 100% baugleich mit dem Original
- ➔ OEM Art.-Nr.: EC-8
- ➔ Keine Oximax-Technologie

netto € 25,00

Art. Nr. WSM-MCA-1NE-NE-L